


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Ppp1R12A (S507) Para Wb, Elisa - O14974

Número do item: CM0001861



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfo que visa o Ser507 do PPP1R12A (MYPT1) humano, validado para Western blot e ELISA. Ideal para estudar a regulação da fosfatase de miosina e vias de sinalização do muscular liso.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-PPP1R12A-S507 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MBS; GUBS; M130; MYPT1; Fosfo-PPP1R12A-S507
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4659
GeneID	4659
Imunogénio	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O14974
Peso da Proteína	115kDa
Envio	Saco de gelo