


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Ppp1R12A (T853) Para Wb E Elisa - O14974

Número do item: CM0001046



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para a T853 fosforilada de PPP1R12A (MYPT1). Validado para WB e ELISA, reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de fosfatase de miosina e citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-PPP1R12A-T853 pAb de coelho
Observações/Apelidos	MBS; GUBS; M130; MYPT1; Fosfo-PPP1R12A-T853
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4659
GeneID	4659
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da T853 da PPP1R12A humana (NP_002471.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14974
Peso da Proteína	115kDa
Transporte	Bolsa de gelo