


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Ppp2Ca/Ppp2Cb-Y307 Para Wb, Elisa - P67775 / P62714

Número do item: CM0000532



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico que detecta PPP2CA/PPP2CB fosforilado em Y307. Validado para WB e ELISA em amostras humanas e de camundongo. Ideal para estudar sinalização mediada por PP2A, regulação do ciclo celular e controle da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Fosfo-PPP2CA/PPP2CB-Y307
Observações/Apelido	PPP2CA/PPP2CB; Fosfo-PPP2CA/PPP2CB-Y307
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5515/5516
ID do Gene	5515/5516
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético fosforilado em torno de Y307 do PPP2CA/PPP2CB humano (NP_001009552.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P67775/P62714
Envio	Saco de gelo