

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Pten-S380 Para Wb, Elisa - P60484

Número do item: CM0000956



introdução

Fosfo-PTEN-S380 mAb de coelho (P60484) validado para Western blot e ELISA; reage cruzadamente com PTEN de camundongo. Permite o estudo da fosforilação de PTEN na sinalização PI3K-AKT, supressão tumoral e migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-PTEN-S380 mAb de coelho
Observações/Alias	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEP1; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; Fosfo-PTEN-S380
Espécie	Humano
ID do Gene	5728
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da S380 do PTEN humano (P60484)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P60484
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Bolsa de gelo