


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Pten-S380/T382/383 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P60484

Número do item: CM0001623



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Fosfo-PTEN-S380/T382/383 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com PTEN humano, de rato e de camundongo; direciona-se ao supressor tumoral PTEN fosforilado na sinalização PI3K-AKT.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Fosfo-PTEN-S380/T382/383
Observações/Apelido	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEP1; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; Fosfo-PTEN-S380/T382/383
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5728
ID do Gene	5728
Imunógeno	Peptídeo fosforilado sintético em torno de S380, T382, T383 do PTEN humano (NP_000305.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P60484
Peso Proteico	47kDa
Envio	Em saco de gelo