

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Phospho-Pten-S380/T382/T383 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P60484

Número do item: CM0001402



introdução

O anticorpo monoclonal de coelho Phospho-PTEN-S380/T382/T383 detecta PTEN endógeno fosforilado em S380/T382/T383. Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA com reatividade em humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa da via PI3K-AKT e do supressor tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-PTEN-S380/T382/T383 Rabbit mAb
Observações/Alias	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEP1; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; Phospho-PTEN-S380/T382/T383
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5728
GeneID	5728
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S380 & T383 do Phospho-PTEN-S380/T382/T383 humano (NP_000305.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P60484
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Bolsa de gelo