

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Pten (Ser380) Para Wb E Elisa - P60484

Número do item: CM0000651



introdução

Anticorpo policlonal de coelho produzido contra um fosfopeptídeo sintético em torno da S380 da PTEN humana. Validado para Western blot (WB) e ELISA. Detecta PTEN humana, de camundongo e de rato fosforilada na S380. Ideal para estudar a fosforilação da PTEN na sinalização PI3K/AKT e na supressão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-PTEN-S380 Coelho pAb
Observações/Alias	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEP1; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; Fosfo-PTEN-S380
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	5728
ID do Gene	5728
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno da S380 da PTEN humana (NP_000305.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P60484
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Bolsa de gelo