


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Ptk2B (Y402) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14289

Número do item: CM0001514



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para PTK2B fosforilada na tirosina 402. Validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Detecta PTK2B em amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para estudos de sinalização por integrina, migração celular e regulação imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-PTK2B-Y402 Rabbit pAb
Observações/Alias	PKB; PTK; CAKB; FAK2; PYK2; CADTK; FADK2; RAFTK; Phospho-PTK2B-Y402
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2185
GeneID	2185
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de Y402 da PTK2B humana (NP_004094.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14289
Peso da Proteína	116kDa
Transporte	Bolsa de gelo