

Anticorpo Policlonal Anti-Fosfo-Ptpa-Y789 Para Wb, Elisa - P18433

Número do item: CM0000507



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-Fosfo-PTPRA-Y789 de alta qualidade para WB e ELISA. Reage cruzadamente com PTPRA humano, de rato e camundongo. Útil em pesquisas de adesão focal mediada por integrina e junção celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	Fosfo-PTPRA-Y789 pAb de Coelho
Observações/Apelido	LRP; HLPR; PTPA; HEPTP; HPTPA; RPTPA; PTPRL2; HPTPalpha; R-PTP-alpha; Fosfo-PTPRA-Y789
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5786
GeneID	5786
Imunógeno	Peptídeo fosforilado sintético em torno de Y789 do PTPRA humano (NP_543030.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P18433
Peso Proteico	91kDa
Envio	Saco de gelo