

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Raf1-S259 Para Wb E Elisa - P04049

Número do item: CM0001530



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Fosfo-Raf1-S259 para Western blot (WB) e ELISA; detecta RAF1 humano e de rato fosforilado na serina 259. Indicado para estudos de sinalização MAPK/ERK, proliferação celular e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-Fosfo-Raf1-S259 de Coelho
Observações/Alias	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Fosfo-Raf1-S259
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5894
GeneID	5894
Imunógeno	Peptídeo fosforilado sintético ao redor da posição S259 da RAF1 humana (P04049)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P04049
Peso da Proteína	73kDa
Transporte	Bolsa de gelo