

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Raf1 (S259) Para Wb, Ip, Elisa - P04049

Número do item: CM0000442



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que reconhece especificamente a Raf1 fosforilada na Ser259. Validado para WB, IP e ELISA em humano. Ideal para estudos de sinalização MAPK, apoptose e pesquisa de transformação oncogênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Fosfo-Raf1-S259
Observações/Apêndice	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Fosfo-Raf1-S259
Espécie	Humano
GeneID	5894
Imunógeno	Peptídeo sintético - Um peptídeo fosforilado sintético em torno da S259 da Fosfo-Raf1-S259 humana (NP_002871.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P04049
Peso Proteico	73kDa
Envio	Em saco de gelo