

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Raf1-S621 Para Wb, Elisa - P04049

Número do item: CM0000569



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para fosfo, direcionado ao Raf1 humano (c-Raf) fosforilado na serina 621. Validado para WB e ELISA; reage cruzadamente com rato. Ideal para estudos de sinalização MAPK/ERK e pesquisas em oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-Raf1-S621 mAb de Coelho
Observações/Apelido	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Fosfo-Raf1-S621
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5894
GeneID	5894
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S621 de Fosfo-Raf1-S621 humano (P04049)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P04049
Peso da Proteína	73kDa
Envio	Saco com gelo