

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Raf1 (Ser621) - P04049

Número do item: CM0001876



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para Raf1 fosforilada na Ser621. Validado para Western blot, imunoprecipitação e ELISA. Reconhece a Raf1 humana, uma quinase chave na sinalização MAPK e na oncogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-Raf1-S621 Rabbit pAb
Observações/Alias	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Phospho-Raf1-S621
Espécie	Humana
GeneID (humano)	5894
GeneID	5894
Imunógeno	Peptídeo sintético - Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da S621 da Phospho-Raf1-S621 humana (NP_002871.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P04049
Peso da Proteína	73kDa
Envio	Saco de gelo