

Anticorpo Policlonale De Coelho Anti-Fosfo-Raptor-Ser792 Para Wb E Elisa - Q8N122

Número do item: CM0000850



introdução

Anticorpo policlonale de coelho direcionado a Raptor fosforilada (Ser792) para Western blot e ELISA. Validado em humanos e camundongos, este anticorpo monitora a ativação da via mTORC1; adequado para pesquisa em metabolismo do câncer e crescimento celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-Raptor-Ser792 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	KOG1; Mip1; Fosfo-Raptor-Ser792
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57521
GeneID	57521
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S792 da RPTOR humana (NP_065812.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8N122
Peso Proteico	149kDa
Envio	Bolsa de gelo