


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Rb-S780 Para Ihc-P, Elisa - P06400

Número do item: CM0001144



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-específico direcionado ao RB1 humano fosforilado em Ser780. Adequado para aplicações IHC-P e ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Utilizado em pesquisa de ciclo celular e supressores tumorais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-RB-S780 Rabbit mAb
Observações/Apelido	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Phospho-RB-S780
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5925
ID do Gene	5925
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da posição S780 do RB humano (P06400)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P06400
Peso da Proteína	106kDa
Transporte	Saco de gelo