


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Rb (S795) Para Wb - P06400

Número do item: CM0001548



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Fosfo-RB-S795 específico para a proteína do retinoblastoma fosforilada em Ser795, validado para WB, IHC-P, ELISA, reage com humano, rato, rato. Ideal para pesquisa do ciclo celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Fosfo-RB-S795
Observações/Apelido	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Fosfo-RB-S795
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5925
GeneID	5925
Imunogênio	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S795 do RB humano (NP_000312.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P06400
Peso da Proteína	106kDa
Envio	Saco de gelo