

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Rb-S807/811 Para Wb - P06400

Número do item: CM0001031



introdução

O anticorpo monoclonal de coelho Fosfo-RB-S807/811 detecta RB fosforilado em S807/811 em humanos e camundongos, adequado para WB, IP, IF/ICC, IF-P e ELISA, apoiando estudos do ciclo celular e de supressores tumorais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-RB-S807/811
Observações/Apelido	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Fosfo-RB-S807/811
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5925
ID do Gene	5925
Imunógeno	Um peptídeo sintético fosforilado em torno de S807 & S811 da RB humana (NP_000312.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P06400
Peso da Proteína	106kDa
Envio	Saco de gelo