


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Rb (Ser780) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P06400

Número do item: CM0001041



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à RB fosforilada (Ser780). Validado em WB, IHC-P, ELISA. Reage com RB humana, de camundongo e rato. Adequado para pesquisa de ciclo celular e supressão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-RB-S780 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Fosfo-RB-S780
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	5925
GeneID	5925
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P06400
Peso Proteico	106kDa
Envio	Saco de Gelo