


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Rb1 (Ser807/Ser811) Para Wb, Elisa - P06400

Número do item: CM0001225



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a RB1 fosforilada em Ser807/Ser811. Adequado para Western blot e ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Regulador chave da transição do ciclo celular G1/S.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-RB-S807/811 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1; Fosfo-RB-S807/811
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5925
GeneID	5925
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S807 & S811 do RB humano (NP_000312.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P06400
Peso da Proteína	106kDa
Envio	Saco com gelo