

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Ret (Tyr905) Para Wb & Elisa - P07949

Número do item: CM0000856



introdução

O anticorpo policlonal de coelho Fosfo-RET (Tyr905) (WB, ELISA) detecta o RET humano fosforilado na tirosina 905, uma receptor tirosina quinase crítica para proliferação, migração e sobrevivência celular. Adequado para estudos de oncologia e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-Ret-Y905 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PTC; MTC1; HSCR1; MEN2A; MEN2B; CDHF12; CDHR16; RET-ELE1; Fosfo-Ret-Y905
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5979
GeneID	5979
Imunogénio	Péptido sintético / Um péptido sintético fosforilado em torno de Y905 do Ret humano (NP_066124.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P07949
Peso Proteico	124kDa
Envio	Saco de gelo