


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Ripk1 (S166) Para Wb, Elisa - Q13546

Número do item: CM0001043



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-Fosfo-RIPK1 (S166) validado para WB e ELISA. Detecta RIPK1 humano fosforilado na serina 166. Ideal para pesquisa de sinalização de morte celular e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-RIPK1-S166
Observações/Apêndice	RIP; RIP1; AIEFL; IMD57; RIP-1; Fosfo-RIPK1-S166
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8737
ID do Gene	8737
Imunógeno	Peptídeo sintético; Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S166 do RIPK1 humano (NP_003795.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13546
Peso Proteico	75kDa
Envio	Bolsa de Gelo