


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Ripk1 (S166) Para Wb E Elisa - Q13546

Número do item: CM0001155



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que reconhece RIPK1 fosforilada em Ser166 (humano, rato). Validado para Western blot e ELISA. Ideal para estudar apoptose mediada por TNF, necroptose e vias de sinalização inflamatória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-RIPK1/RIP-S166 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RIP; RIP1; AIEFL; IMD57; RIP-1; Fosfo-RIPK1/RIP-S166
Espécie	Humano
ID do Gene	8737
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S166 de RIPK1/RIP humano (NP_003795.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q13546
Peso Proteico	76 kDa
Envio	Saco de Gelo