


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Rpa2-Ser33 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P15927

Número do item: CM0000857



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para fosfo contra RPA2 humano fosforilado em Ser33, validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com RPA2 de camundongo e rato. Ideal para estudar vias de sinalização de replicação, reparo e dano ao DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-RPA2-Ser33 mAb de Coelho
Observações/Apelido	REPA2; RPA32; RP-A p32; RP-A p34
Espécie	Humano
GeneID	6118
Imunógeno	Peptídeo sintético fosforilado em torno de Ser33 de RPA2 humano (NP_002937.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P15927
Peso da Proteína	29 kDa
Envio	Saco com gelo