


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Rpa2 (T21) Para Wb, Elisa - P15927

Número do item: CM0000894



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-específico contra RPA2 humano fosforilado em T21. Adequado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano e rato; detecta uma banda de 29 kDa. Ideal para estudos de dano ao DNA e replicação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-RPA2-T21 Coelho mAb
Observações/Alias	REPA2; RPA32; RP-A p32; RP-A p34; Phospho-RPA2-T21
Espécie	Humano
ID do Gene	6118
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de T21 do RPA2 humano (P15927)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P15927
Peso da Proteína	29 kDa
Envio	Bolsa de gelo