

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Rps6 (Ser235) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62753

Número do item: CM0001655



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Fosfo-RPS6 (Ser235) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta S6 fosforilada em humano, camundongo, rato. Ideal para estudos de crescimento e proliferação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Fosfo-RPS6-S235 mAb de Coelho
Observações/Apelido	S6; eS6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6194
GeneID	6194
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético fosforilado em torno de S235 do RPS6 humano (NP_001001.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62753
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Saco com gelo