

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Rps6Ka5-S376 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75582

Número do item: CM0001028



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico contra RPS6KA5 (MSK1) fosforilado na Ser376. Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Ideal para estudar sinalização de quinase e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Fosfo-RPS6KA5-S376
Observações/Apêndice	MSK1; RLPK; MSPK1; Fosfo-RPS6KA5-S376
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9252
GeneID	9252
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno da S376 do RPS6KA5 humano (NP_004746.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	O75582
Peso Proteico	90kDa
Envio	Saco de Gelo