


Anticorpo Policlonal Anti-Fosfo-S6 Proteína Ribossômica (Rps6)-S235/236 Para Wb, Elisa - P62753

Número do item: CM0000710



introdução

Fosfo-S6 Proteína Ribossômica (RPS6)-S235/236 pAb de Coelho para WB, ELISA. Validado em humano, camundongo, rato. Detecta RPS6 fosforilado em Ser235/236. Ideal para estudos de controle de crescimento celular e tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-S6 Proteína Ribossômica (RPS6)-S235/236 pAb de Coelho
Observações/Apelido	S6; eS6; Fosfo-S6 Proteína Ribossômica (RPS6)-S235/236
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6194
GeneID	6194
Imunógeno	Peptídeo sintético em torno de S235 & S236 do RPS6 humano (NP_001001.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62753
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Saco com gelo