


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-S6 Proteína Ribossômica (Rps6)-S235/236 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P62753

Número do item: CM0001378



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para fosfo que reconhece a proteína ribossômica S6 humana (RPS6) fosforilada em S235/236. Validado para WB, IHC-P e ELISA com reatividade em humano, camundongo e rato. Ideal para estudar o crescimento celular e a sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-S6 Proteína Ribossômica (RPS6)-S235/236 mAb de Coelho
Observações/Apelido	S6, eS6, Fosfo-S6 Proteína Ribossômica (RPS6)-S235/236
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6194
GeneID	6194
Imunógeno	Um peptídeo sintético fosforilado em torno de S235 & S236 da proteína ribossômica S6 humana (RPS6) (NP_001001.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62753
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Saco de gelo