

Anticorpo Policlonal Anti-Fosfo-Shp1-Y564 (Ptpn6) Para Wb, Elisa - P29350

Número do item: CM0001618



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a SHP-1 fosforilada na tirosina 564, validado para western blotting e ELISA em humanos e camundongos; adequado para pesquisa de sinalização imune e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-SHP1-Y564 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HCP; HCPH; SHP1; SHP-1; HPTP1C; PTP-1C; SHP-1L; SH-PTP1; Fosfo-SHP1-Y564
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5777
GeneID	5777
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético fosforilado em torno de Y564 de PTPN6 humano (NP_002822.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P29350
Peso da Proteína	68kDa
Envio	Saco com gelo