


Anti-Fosfo-Smad1-S463/S465+Smad5-S463/S465+Smad9-S465/S467 Rabbit Mab Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15797/Q99717/O15198

Número do item: CM0001228



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para fosfo que reconhece SMAD1 (Ser463/465), SMAD5 (Ser463/465) e SMAD9 (Ser465/467). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisas da via de sinalização BMP.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-SMAD1-S463/S465+SMAD5-S463/S465+SMAD9-S465/S467 Rabbit mAb
Observações/Apelido	BSP1; MADH1; MADR1; JV4-1; DWFC; JV5-1; MADH5; MADH6; MADH9; SMAD8; Fosfo-SMAD1-S463/S465+SMAD5-S463/S465+SMAD9-S465/S467
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4086/4090/4093
GeneID	4086/4090/4093
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15797/Q99717/O15198
Peso Proteico	52kDa
Envio	Saco de gelo