


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Smad2-S250 Para Wb, Elisa - Q15796

Número do item: CM0001721



introdução

mAb de coelho Fosfo-Smad2-S250 validado para Western blot e ELISA. Reage com Smad2 humano e de camundongo, fosforilado na serina 250. Ideal para pesquisas de sinalização TGF-beta.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho Fosfo-Smad2-S250
Observações/Apelido	JV18, LDS6, CHTD8, MADH2, MADR2, JV18-1, hMAD-2, hSMAD2, Fosfo-Smad2-S250
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4087
GeneID	4087
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno da S250 do Smad2 humano (Q15796).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q15796
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Saco com gelo