


Anticorpo Monoclonal Anti-Fosfo-Smad2-S465/S467 Para Wb - Q15796

Número do item: CM0001197



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante que visa o SMAD2 fosforilado em S465/S467. Validado para Western blotting (WB) e ELISA; reage cruzadamente com SMAD2 humano e de camundongo. Ideal para estudos de sinalização TGF-beta.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Fosfo-Smad2-S465/S467 Rabbit mAb
Observações/Apelido	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; Fosfo-Smad2-S465/S467
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4087
GeneID	4087
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético fosforilado em torno de S465 e S467 do SMAD2 humano (NP_005892.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q15796
Peso Proteico	52kDa
Envio	Saco de gelo