


Anticorpo Policlonal Anti-Fosfo-Smad2 (Ser467) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15796

Número do item: CM0001062



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra fosfo-Smad2 (Ser467), validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta o transdutor de sinal fosforilado TGF-beta/activina em amostras humanas, de camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-Smad2-S467 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; Phospho-Smad2-S467
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	4087
GeneID	4087
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da S467 do Smad2 humano (NP_001003652.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15796
Peso Proteico	52kDa
Envio	Saco de gelo