


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Smad3-T179 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P84022

Número do item: CM0000498



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Fosfo-Smad3 (Thr179) validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta Smad3 humano, de rato e camundongo. Essencial para sinalização de TGF-beta, regulação da transcrição e pesquisa de doenças. Reagente fosfo-específico confiável.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Fosfo-Smad3-T179
Observações/Apelido	LDS3; mad3; LDS1C; MADH3; JV15-2; hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; HsT17436; Fosfo-Smad3-T179
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4088
GeneID	4088
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de T179 do Smad3 humano (NP_005893.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P84022
Peso Proteico	48kDa
Remessa	Saco de Gelo