

Anticorpo Policlonal Anti-Fosfo-Smad5 (S463/S465) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q99717

Número do item: CM0000787



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para Smad5 fosforilado (S463/S465). Validado para WB, IHC-P, ELISA em humano, camundongo, rato. Ideal para estudar sinalização BMP, diferenciação celular e desenvolvimento embrionário.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-Smad5-S463/S465 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DWFC; JV5-1; MADH5; Fosfo-Smad5-S463/S465
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4090
GeneID	4090
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S463 & S465 do Fosfo-Smad5-S463/S465 humano (NP_005894.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99717
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Saco com gelo