

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Smc1 (S957) Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q14683

Número do item: CM0001726



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SMC1A fosforilada em S957, validado para WB, IHC-P, IP, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Adequado para estudos de coesina, reparo de DNA e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Fosfo-SMC1-S957
Observações/Apelido	SMC1; SMCB; CDLS2; DEE85; SB1.8; EIEE85; SMC1L1; DXS423E; SMC1alpha; Fosfo-SMC1-S957
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8243
ID do Gene	8243
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno da S957 da SMC1A humana (NP_006297.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q14683
Peso Proteico	143kDa
Envio	Saco de gelo