

Anticorpo Policloal De Coelho Anti-Fosfo-Smo (S611/S615) Para Wb, Elisa - Q99835

Número do item: CM0001414



introdução

O Anticorpo Policloal de Coelho Anti-Fosfo-SMO-S611/615 reconhece especificamente a proteína smoothed humana (SMO) duplamente fosforilada em Ser611/615. Indicado para aplicações em Western blot e ELISA na pesquisa da via de sinalização Hedgehog. Swiss-Prot: Q99835.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Phospho-SMO-S611/615 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	Gx; CRJS; PHLS; SMOH; FZD11; Phospho-SMO-S611/615
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6608
GeneID	6608
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q99835
Peso da Proteína	86kDa
Envio	Saco de gelo