

## Anticorpo Policlonal Anti-Fosfo-Smo (S611/S615/S616) Para Wb, Elisa - Q99835

Número do item: CM0001998



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para SMO humano fosforilado em S611, S615 e S616. Validado para Western blot e ELISA, adequado para estudos de sinalização Hedgehog. Reage com a proteína smoothed humana.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Fosfo-SMO-S611/615/616 pAb de Coelho                |
| Observações/Apelido | Gx; CRJS; PHLS; SMOH; FZD11; Fosfo-SMO-S611/615/616 |
| Espécie             | Humano                                              |
| GeneID (Humano)     | 6608                                                |
| GeneID              | 6608                                                |
| Imunogénio          | Peptídeo sintético                                  |
| Fonte               | Coelho                                              |
| Categoria           | Anticorpos Fosforilados                             |
| Aplicação           | WB, ELISA                                           |
| Reatividade Cruzada | Humano                                              |
| SWISS               | Q99835                                              |
| Peso Proteico       | 86kDa                                               |
| Envio               | Saco de gelo                                        |