


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Sqstm1/P62-S349 Para Wb, Elisa - Q13501

Número do item: CM0000419



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Fosfo-SQSTM1/p62-S349 validado para WB e ELISA. Detecta SQSTM1/p62 endógeno fosforilado em Ser349 em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa de autofagia e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Fosfo-SQSTM1/p62-S349
Observações/Apelido	p60; p62; A170; DMRV; OSIL; PDB3; ZIP3; p62B; NADGP; FTDALS3; Fosfo-SQSTM1/p62-S349
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8878
Imunogênio	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S349 de SQSTM1/p62 humano (NP_003891.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13501
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Bolsa de gelo