


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Src Família (Y416) Para Wb, Elisa - P12931 / P06241 / P06239 / P07947 / P08631 / P07948

Número do item: CM0000811



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-específico que detecta quinases da família SRC na alça de ativação conservada Y416 (humano, com reação cruzada com rato). Validado para western blot e ELISA, apoiando pesquisas em transdução de sinal e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-SRC Family-Y416 Rabbit mAb
Observações/Alias	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; SRC; Phospho-SRC Family-Y416
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2534/3055/3932/4067/6714/7525
ID do Gene	2534/3055/3932/4067/6714/7525
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de Y416 da Família SRC humana (NP_005408.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P12931/P06241/P06239/P07947/P08631/P07948
Peso Proteico	60kDa
Envio	Bolsa de gelo