


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Src (S17) Para Wb E Elisa - P12931

Número do item: CM0001886



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Fosfo-Src-S17 validado para WB e ELISA em humano, camundongo, rato. Ideal para estudar a sinalização da quinase Src em adesão celular, câncer e resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-Src-S17 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; Fosfo-Src-S17
EESPÉCIE	Humano
GeneID (humano)	6714
GeneID	6714
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S17 de Src humano (NP_005408.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P12931
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Saco de gelo