


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Src-Y529 Para Wb E Elisa - P12931

Número do item: CM0000793



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra Src fosforilada na tirosina 529 para Western blot e ELISA. Reage com amostras humanas. Ideal para pesquisas sobre câncer, adesão celular e reabsorção óssea.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-Src-Y529 mAb de Coelho
Observações/Apelido	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; Fosfo-Src-Y529
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6714
GeneID	6714
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo fosforilado sintético em torno de Y529 do Src humano.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P12931
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Saco com gelo