

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Fosfo-Srf (Ser103) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P11831

Número do item: CM0001024



introdução

Anticorpo policlonar de coelho específico para a Ser103 fosforilada da SRF humana. Validado para Western blot, imunohistoquímica (parafina) e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Útil para estudar a transcrição mediada por SRF e a regulação do citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-SRF-S103 Coelho pAb
Observações/Apelido	MCM1; Fosfo-SRF-S103
Espécie	Humano
ID do Gene	6722
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da S103 da SRF humana (NP_003122.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11831
Peso da Proteína	52kDa
Transporte	Bolsa de gelo