

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Phospho-Stat1 (S727) Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P42224

Número do item: CM0001317



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-específico direcionado a STAT1 fosforilado em Ser727. Validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA em humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização por IFN.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-STAT1-S727 Rabbit mAb
Observações/Alias	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; Phospho-STAT1-S727
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6772
GeneID	6772
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S727 de STAT1 humano (P42224)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42224
Peso da Proteína	87kDa
Envio	Bolsa de gelo