


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Stat1 (S727) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42224

Número do item: CM0001952



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que reconhece fosfo-STAT1 (Ser727). Validado em WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com STAT1 humano, de rato e camundongo. Ideal para estudos de sinalização por interferon e resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-STAT1-S727 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; Fosfo-STAT1-S727
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6772
Imunógeno	Peptídeo sintético (Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S727 do STAT1 humano)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42224
Peso Proteico	87kDa
Envio	Saco de Gelo