

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Phospho-Stat2 (Tyr690) Para Wb E Elisa - P52630

Número do item: CM0001620



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfoespecífico contra STAT2 (Tyr690) para WB e ELISA. Validado em amostras humanas e de rato; detecta banda de 98 kDa. Ideal para pesquisa de sinalização por interferão tipo I e pesquisa antiviral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-STAT2-Y690 mAb de coelho
Observações/Alias	P113, IMD44, ISGF-3, PTORCH3, STAT113
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6773
GeneID	6773
Imunogénio	Um peptídeo fosforilado sintético na região de Y690 do STAT2 humano (NP_005410.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P52630
Peso da Proteína	98 kDa
Envio	Saco de gelo