

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Stat3-S727 - P40763

Número do item: CM0000868



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho para STAT3 fosforilado (S727) validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA. Detecta STAT3 humano, de rato e camundongo. Ideal para pesquisa de sinalização JAK/STAT, inflamação e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Fosfo-STAT3-S727
Observações/Apelido	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6774
GeneID	6774
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo fosforilado sintético em torno da S727 do STAT3 humano (NP_644805.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P40763
Peso Proteico	88 kDa/83 kDa
Envio	Em saco de gelo