

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Phospho-Stat3-S727 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P40763

Número do item: CM0001553



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para STAT3 fosforilado em Ser727. Validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade em humanos, camundongos e ratos. Ideal para investigar a sinalização de STAT3 em inflamação, ciclo celular e diferenciação de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	Phospho-STAT3-S727 Rabbit mAb
Observações/Apelido	APRF; Phospho-STAT3-S727
Espécie	Humano
ID do Gene	6774
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da região S727 da STAT3 humana (P40763)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P40763
Peso da Proteína	88 kDa
Transporte	Saco de gelo