


Anticorpo Monoclonal Anti-Fosfo-Stat5-Y694 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P42229/P51692

Número do item: CM0001405



introdução

O Rabbit mAb Fosfo-STAT5-Y694 detecta STAT5A/B humano fosforilado em Y694. Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Para estudar a ativação da via JAK/STAT e a regulação transcrricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Rabbit mAb Fosfo-STAT5-Y694
Observações/Apelido	MGF; STAT5; stat5a/stat5b; Fosfo-STAT5-Y694
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6776/6777
GeneID	6776/6777
Imunogénio	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de Y694 do STAT5 humano (NP_001275647.1/NP_036580.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P42229/P51692
Peso da Proteína	90kDa
Envio	Saco de gelo