


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Phospho-Stat5A (S780) Para Wb - P42229

Número do item: CM0000630



introdução

Anticorpo policlônico de coelho Phospho-STAT5A (S780) validado para Western blot em amostras humanas. Detecta a forma ativada de STAT5A, um fator de transcrição chave na sinalização de citocinas e lactação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-STAT5A-S780 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MGF; STAT5; Phospho-STAT5A-S780
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6776
ID do Gene	6776
Imunógeno	Peptídeo sintético fosfo-específico correspondente aos resíduos ao redor de S780 da STAT5A humana
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P42229
Peso da Proteína	91kDa
Transporte	Bolsa de gelo